






## TOP Legs™

pedana propriocettiva  
**M O B I L E**



La base oscilla attorno a uno snodo sferico, che si trova più in alto rispetto al baricentro della massa liquida oscillante: questa configurazione consente un movimento a pendolo come un'altalena, che induce l'utilizzatore a continuare inconsapevolmente il movimento.



All'interno del poggia piedi è contenuta una **massa liquida di glicerina** di adeguata viscosità che ad ogni piccolo movimento dei piedi si sposta generando delle forze motrici squilibranti.

### TOP LEGS

Pedana propriocettiva mobile composta da un piedistallo e da un cono basculante dall'ampia base per l'appoggio dei piedi che ruota a 360° in sospensione. Per esercizi di torsione, fisioterapia, rinforzo degli arti inferiori, stimolazione sensoriale, equilibrio. La massa inerziale -libera al suo interno- provoca un movimento PASSIVO ampio-residuale. Sperimentata molto positivamente per:

- ambito di lavoro od a casa, per chi sta seduto per lungo tempo;
- movimento SOFFICE del piede diabetico;
- L'IPERATTIVITÀ in ambito scolastico e non;
- ed -in genere- la STIMOLAZIONE delle FUNZIONI RESIDUALI.

